



Юр. адрес/факт, г. Москва, ул. Коминтерна 7к2, офис 307

Тел. 8(499)390-65-76, мн. каналный (499)112-38-03, 8(926)561-14-58 (мтс)

Электронный адрес: ecomedplus@yandex.ru или TENDER@ECOMEDPLUS.SU

Исх.№ 002 от 02-02-2023г. срок действия до 31-03-2023г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СПИРОМЕТР ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ (НЦП) (Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий-232490)



Прибор "ПРЕССОТАХОСПИРОГРАФ ПТС-14П-01" («Спиrolан»), комплектация ЭКОНОМ

Прибор предназначен для проведения классической спирометрии и выполнения обследования по следующим проводимым манёврам:

- Жизненная емкость легких;
- Форсированный выдох;
- Максимальная вентиляция легких;
- Минутный объем дыхания;

Результаты сравниваются с должными величинами, формируется автоматическое заключение с возможностью корректировки.

Результаты сохраняются в архиве для последующих просмотров и сравнений с новыми обследованиями.

1. Прибор для оценки функционального состояния органов дыхания

«Прессотахоспирограф ПТС-14П-01», в составе: (при поставке с ПК всё идёт одной строкой.)

1.1. Исполнение: «Спиrolан-Эконом» с аксессуарами – 100% Аналог «Этон-01»

1.2. Ноутбук 15,6"/1.1/4096Mb/SSD 128Gb/Win-10

1.3. Лазерный ч/б принтер

Комплект поставки (минимальная комплектация ЭКОНОМ с ПК и принтером.):

Спирометр (блок преобразования ПТС-14П-01) мини	1 шт.;
Трубка пациента СП (расходомер воздуха)	1 шт.;
Воздуховоды СП (комплект с соединителями к прибору)	1 шт.;
Воздуховоды СП (комплект запасной без соединителей)	1 шт.;
Сетка сменная расходомера	1 шт.;
Шприц калибровочный (1л.)	1 шт.;
Носовой зажим ЛМ	1 шт.;
Мундштуки одноразовые 27 x 50 x 1мм без фильтра	250 шт.;
Кабель USB	1 шт.;
Установочный диск с ПО (или флешкарта)	1 шт.;
Комплект эксплуатационной документации	1 шт.;
Ноутбук , от 15,6"/1.1/4096Mb/SSD-128Gb/ Win10/11	1 шт.;
Лазерный ч/б принтер	1 шт.;

Отправление - 1 место, 4 кг, 40x30x25см.+ ноутбук и принтер

Прибор сертифицирован, скачать РУ во вкладке

Гарантия – 12 месяцев. Срок поставки – до 15 рабочих дней. Прибор поставляется с первичной метрологической поверкой. Доставка на адрес и запуск оборудования в предложение не входят.

Общая стоимость: 155 400 Руб. Стоимость с доставкой по России, без выезда инженера.
Допустима удаленная установка и настройка ПО!

Описание: <https://holter24.online/shop/product/spirograf-pts-14p-01-spirolan-ekonom/>